



Lemi

Lemi 4

descrizione prodotto

Grazie alla regolazione completamente elettrica di tutti i movimenti, Lemi 4 è l'alleato ideale per ogni operatore che desideri lavorare in condizioni ottimali e accogliere il proprio cliente con stile. Molto versatile e semplice da utilizzare è fornito di 4 attuatori elettrici, che consentono di scegliere autonomamente la posizione e l'altezza migliori per operare, permettendo al cliente di accomodarsi e rialzarsi senza sforzo. La centralina elettronica, realizzata su progetto di Lemi Group, è dotata inoltre di un utile comando di azzeramento automatico (aut), che consente di riportare il lettino nella posizione di base. Disponibile a 110 o 220 V, è dotato di una struttura in acciaio zincato completamente chiusa con carter in abs, che conferisce al lettino eleganza e sicurezza. La versione standard è fornita di pulsantiera e materasso piatto prodotto con gomma indeformabile garantita 5 anni, realizzabile in oltre 40 varianti colore in tempi imbattibili, grazie alla grande versatilità produttiva di Lemi Group. Ideale per: Trattamenti viso/corpo, massaggi soft, epilazione, pressoterapia, manicure-pedicure, visita diagnostica, dermatologia, chirurgia estetica.



product description

Lemi 4 is Lemi traditional couch ideal for body and face treatments, a perfect choice that unites versatility and maximum comfort.

Lemi 4 is equipped with 4 electric actuators 24V adjusting height, backrest and seat inclination through a practical hand set control, thus allowing the operator the pleasure of working with absolute ease and assuring the maximum comfortableness to the patient. The couch is available both in version 110V and 220V to meet the needs of different markets and countries.

The base is stable and solid thanks to its galvanized steel frame fully wrapped in ABS coverings. Lemi 4 is the ideal option for face and body treatments, soft massages, hair removal, pressotherapy, dermatology procedures and cosmetic surgery, because total wellness requires perfect tools.


The standard version is supplied with hand set control and flat mattress made of top-quality foam with 5 years warranty against deformation.

Practical, solid and efficient, Lemi 4 is the classical choice for incomparable wellness.

colori • colors

Il carter è disponibile nei seguenti colori.

The plastic covering is available in the following colour.



bianco
white
105B



nero
black
105N




grigio
light grey
105G

Il Materasso può essere scelto in **oltre 40 colori** disponibili a magazzino nelle seguenti collezioni: Tundra, Stamskin.

*The Mattress can be manufactured in **over 40 colours** available in following collections: Tundra, Stamskin.*

tabella dimensionale • table of dimensions [cm]



Lemi 4 è a norme CE ed è fabbricato in conformità alle seguenti normative: Direttive Europee: 98/37/CE; 2006/95/CE; 89/336/CE modificata da 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, 93/97/CEE. CEI EN 60204-1:2006-09. UNI EN 12100-1-2:2005; UNI EN 294:92. Design brevettato.



Lemi 4 is CE conformed and is manufactured in conformity with the requirements of: Europeans Directives: 98/37/CE; 2006/95/CE; 89/336/CE modified by 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, 93/97/CEE. CEI EN 60204-1:2006-09. UNI EN 12100-1-2:2005; UNI EN 294:92. Patented Design.

accessori su richiesta • accessories upon request



porta rotolo
roll holder
cod. 108



copriletino
bed sponge cover
cod. 114



testa Zak grande
big Zak head rest
cod. 111



testa Zak piccola
small Zak head rest
cod. 111P



materasso anatomico
anatomic mattress
cod. 109



materasso morbido
soft mattress
cod. 110



coppia braccioli curvi
curved arm rest couple
cod. 106



coppia braccioli automatici
flat arm rest couple
cod. 107



coppia bacinelle manicure
manicure bowl couple
cod. 006



pedale
foot pedal control
cod. LEM-067



testa americana
american face hole
cod. 112



versione Bi-Zak
Bi-Zak version
cod. 105112



**caratteristiche imballo
packaging details**

dimensioni imballo/*packaging size:*

170 x 74 x 86 h cm

volume/*volume:* 1,081 m3

peso lordo/*gross weight:* 89 kg

peso netto/*net weight:* 73 kg

www.lemi.it • info@lemi.it

Brusaferrri & C S.r.l.

Sede operativa:

S.P.n. 6, 26011

Casalbuttano (CR) Italy

Tel. +39 0374 363068/69

Fax +39 0374 363071



Il costruttore si riserva il diritto di effettuare le modifiche alle immagini e alle descrizioni di questo catalogo in ogni momento per esigenze di carattere tecnico e commerciale.

The manufacturer firm reserves the right to effect changes to the images and description of this catalogue at any time for commercial or technical purpose.